

Roger Focus II-312

Uživatelská příručka



Roger Focus II-312



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Tato uživatelská příručka platí pro:

Poslechové zařízení

Roger Focus II-312



2020



Popis zařízení

- ① Ujistěte se, že v zařízení používáte správný typ baterie (zinko-vzduchový).
- ① Vaše zařízení funguje na frekvenčním rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz.

Model

Roger Focus II-312

Velikost baterie

312

Vaše poslechové zařízení bylo vyvinuto značkou Phonak – světovou jedničkou v oboru poslechových řešení se sídlem ve švýcarském Curychu.

Tyto špičkové výrobky jsou výsledkem desítek let výzkumu a odborných znalostí a jsou navrženy tak, abyste stále byli v kontaktu s krásou zvuku! Děkujeme vám za vaši skvělou volbu a přejeme vám mnoho let potěšení z poslechu.

Abyste se seznámili se zařízením a dosáhli co nejlepších výsledků, přečtěte si prosím pozorně tuto uživatelskou příručku. Další informace o jeho vlastnostech a výhodách vám poskytne váš poskytovatel zařízení.

Phonak - life is on
www.phonak.com

Obsah

Vaše zařízení

1. Stručný návod 6
2. Popis zařízení 8

Používání zařízení



3. Označení zařízení pro levou a pravou stranu 9
4. Zapnutí/vypnutí 10
5. Baterie 11
6. Nasazení zařízení 16
7. Sejmутí zařízení 17
8. Multifunkční tlačítko s kontrolkou 18
9. Přehled konektivity 20

Další informace

10. Péče a údržba 21
11. Výměna ušní tvarovky 24
12. Servis a záruka 28
13. Údaje o splnění předpisů 30
14. Informace a popis symbolů 36
15. Řešení problémů 40
16. Důležité bezpečnostní informace 42

1. Stručný návod


Označení zařízení pro levou a pravou stranu




Modrá barva pro označení **zařízení pro levou stranu**.

Červená barva pro označení **zařízení pro pravou stranu**.


Výměna baterií



1.
Z nové baterie odstraňte nálepku a vyčkejte dvě minuty.





2.
Otevřete dvířka přihrádky baterie. Informace o bezpečnostních dvířkách přihrádky baterie naleznete v kapitole 5.2.




3.
Umístěte baterii do přihrádky symbolem „+“ směrem nahoru.

Zapnutí/vypnutí



Pokyny pro manipulaci s bezpečnostními dvířky přihrádky baterie naleznete v kapitole 5.2.

Multifunkční tlačítko s kontrolkou




Tlačítko má několik funkcí.
Funguje jako ovládání hlasitosti
a zámek ovládání hlasitosti.

2. Popis zařízení



Na níže uvedených obrázcích je znázorněno zařízení popisované v této uživatelské příručce.

Roger Focus II-312



3. Označení zařízení pro levou a pravou stranu

Na zařízení se nachází červená nebo modrá značka indikující, zda se jedná o zařízení pro levou nebo pravou stranu.




Modrá barva pro označení **zařízení pro levou stranu**.
Červená barva pro označení **zařízení pro pravou stranu**.

4. Zapnutí/vypnutí

Dvířka přihrádky baterie plní rovněž funkci vypínače. Otevření bezpečnostních dvířek přihrádky baterie je popsáno v kapitole 5.


1.

Zavřená dvířka přihrádky baterie = zařízení je **zapnuto**.



2.


Otevřená dvířka přihrádky baterie = zařízení je **vypnuto**.



❶ Po zapnutí zařízení může zaznít spouštěcí melodie.


5. Baterie

5.1 Vložení baterie (standardní dvířka přihrádky baterie)




1.

Z nové baterie odstraňte nálepku a vyčkejte dvě minuty.



2.

Otevřete dvířka přihrádky baterie.




3.

Umístěte baterii do přihrádky symbolem „+“ směrem nahoru.

Pokud jsou dvířka přihrádky baterie zabezpečena proti neoprávněné manipulaci, pokračujte ve čtení důležitých informací níže a konkrétní pokyny týkající se vložení baterie vyhledejte v kapitole 5.2.

❗ Pokud se dvířka zavírají obtížně: Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně a symbol „+“ směřuje nahoru. Pokud baterie není vložena správně, zařízení nebude fungovat a může dojít k poškození dvířek přihrádky baterie.

 Nízká úroveň nabití: Po dosažení nízké úrovně nabití baterie uslyšíte dvě pípnutí. Budete mít přibližně 30 minut na výměnu baterie. Doporučujeme, abyste měli vždy po ruce novou baterii.

Výměna baterie

Toto zařízení vyžaduje zinko-vzduchovou baterii velikosti 312.


Model	Velikost zinko-vzduchové baterie	Barevné označení na obalu	Kód IEC	Kód ANSI
Roger Focus II-312	312	hnědé	PR41	7002ZD

i Ujistěte se, že v zařízení používáte správný typ baterie (zinko-vzduchový). Podrobnější informace o bezpečnosti výrobku naleznete v kapitole 16.2.


5.2 Vložení baterie do přihrádky s bezpečnostními dvířky

Toto zařízení lze vybavit bezpečnostními dvířky přihrádky baterie, pokud je to z bezpečnostních důvodů nutné (pro děti do 36 měsíců).

Otevření dvířek přihrádky baterie




- 1.** Umístěte hrot nástroje do malého otvoru ve spodní části zařízení.




- 2.** Nástroj použijte jako páku k otevření dvířek přihrádky baterie ve směru zelené šipky.

Vložení baterie




- 1.** Z nové baterie odstraňte nálepku a vyčkejte 2 minuty.



- 2.** Umístěte baterii do přihrádky symbolem „+“ směrem nahoru.

Zavření dvířek přihrádky pro baterii




Baterie je zabezpečena po správném uzavření dvířek přihrádky. Po uzavření vždy zkontrolujte, že dvířka přihrádky baterie nelze otevřít ručně.

6. Nasazení zařízení


1.

Umístěte zařízení za ucho.




2.

Vložte ušní tvarovku do zvukovodu.




3.

Pokud je k ušní tvarovce připojena kotvička (uchycení), zařízení zajistíte jejím zasunutím do prohlubně ušního boltce.



7. Sejmutí zařízení


Zatáhněte jemně za ohyb tenké hadičky a sejměte zařízení zpoza ucha.



8. Multifunkční tlačítko s kontrolkou








Multifunkční tlačítko má několik funkcí.

Funguje jako ovládání hlasitosti a zámek ovládání hlasitosti. Krátkým stisknutím horní části tlačítka hlasitost zvýšíte. Krátkým stisknutím dolní části tlačítka hlasitost snížíte. Chcete-li tlačítko zablokovat, stiskněte horní část tlačítka na 5 sekund. Tlačítko uvolníte stiskem horní části tlačítka na 5 sekund.



Kontrolka

Rodiče a pečovatelé o kojence a malé děti mohou být snadno informováni o stavu zařízení pomocí kontrolky. Do multifunkčního tlačítka je integrována zeleně svítící světelná kontrolka, která ukazuje stav zařízení po dobu jeho zapnutí.

Stav zařízení****	Vzorec světelné indikace
<input type="checkbox"/> Blokování multifunkčního tlačítka**	Dvojití bliknutí 
<input type="checkbox"/> Uvolňování multifunkčního tlačítka	Jedno bliknutí 
<input type="checkbox"/> Nízká úroveň nabití baterie*	Trvalé blikání 
<input type="checkbox"/> Změna úrovně hlasitosti (spuštěná dálkovým ovládáním nebo multifunkčním tlačítkem)	Jednotlivé blikání podle změny hlasitosti 
<input type="checkbox"/> Střední hlasitost	Svítil zelená 
<input type="checkbox"/> Připojování mikrofonu Roger k zařízení	Jedno bliknutí 
<input type="checkbox"/> Dosažena max. hlasitost nebo min. hlasitost	Dvojití bliknutí 


* Upozornění ohledně nízké úrovně nabití baterie se aktivuje přibližně 30 minut předtím, než bude baterii nutné vyměnit. Doporučujeme mít vždy k dispozici novou baterii.

** Když je ovladač hlasitosti zablokovaný, nesvítil žádné světlo.

*** Informace o upozorněních prostřednictvím akustického signálu pípnutí a používání dálkového ovládání Phonak najdete ve stručném návodu dodaném se zařízením.

9. Přehled konektivity

Ilustrace níže zobrazuje možnosti konektivity dostupné pro vaše zařízení.



10. Péče a údržba

Důkladná a pravidelná údržba zařízení zajistí jeho spolehlivé fungování a dlouhou životnost. Pro zajištění dlouhodobé životnosti nabízí společnost Sonova AG minimálně pětileté servisní období po ukončení výroby daného zařízení.

Dodržujte prosím následující pokyny.

Další informace o bezpečnosti výrobku naleznete v kapitole 16.2.

Obecné informace

Před použitím laku na vlasy nebo kosmetiky sejměte zařízení z ucha, protože tyto výrobky by ho mohly poškodit.

Jestliže nebudete zařízení používat delší dobu, ponechte dvířka přihrádky baterie otevřená, aby se mohla odpařit případná vlhkost. Dbejte na to, aby bylo zařízení po použití zcela suché. Ukládejte zařízení na bezpečném, suchém a čistém místě.

Vaše zařízení je odolné vůči vodě, potu a prachu za následujících podmínek:

- Dvířka přihrádky baterie jsou zcela uzavřena. Zajistěte, aby v zavřených dvířkách přihrádky baterie nebyly zachyceny žádné cizorodé předměty, např. vlasy.
- Po vystavení vodě, potu nebo prachu musí být zařízení vyčištěno a vysušeno.
- Zařízení je používáno a udržováno tak, jak je uvedeno v této uživatelské příručce.

❗ Používání zařízení v blízkosti vody může omezit přístup vzduchu k baterii a způsobit jeho nefunkčnost. Pokud zařízení přestane fungovat po kontaktu s vodou, postupujte podle pokynů k řešení problémů popsanych v kapitole 15.

Denně

Zkontrolujte ušní tvarovku a tenkou hadičku, zda se na nich nenalézají usazeniny ušního mazu a vlhkost. Povrchy očistěte měkkou textilií, která nepouští vlákna, nebo použijte štěteček dodávaný v krabičce zařízení. K čištění zařízení nikdy nepoužívejte čisticí prostředky určené pro domácnost, jako například saponáty, mýdlo apod. Nedoporučujeme tyto díly oplachovat ve vodě, protože existuje riziko jejího zachycení v tenké hadičce. Pokud potřebujete zařízení důkladně vyčistit, požádejte jeho poskytovatele o doporučení.

Týdně

Vyčistěte ušní tvarovku měkkou navlhčenou textilií nebo speciálním čisticím ubrouskem pro poslechová zařízení nebo sluchadla. Další pokyny týkající se údržby a čištění vám poskytne váš poskytovatel zařízení.

Měsíčně

Zkontrolujte tenkou hadičku, zda u ní nedošlo k změnám barvy, ztuhnutí nebo výskytu prasklin. Pokud došlo k popsaným změnám, je třeba tenkou hadičku vyměnit. Navštivte prosím poskytovatele zařízení.

11. Výměna ušní tvarovky


Vaše zařízení je vybaveno tenkou hadičkou a ušní tvarovkou.

Ušní tvarovku pravidelně kontrolujte, a pokud je zašpiněná nebo pokud se hlasitost nebo kvalita zvuku zařízení sníží, vyměňte ji nebo ji vyčistěte. Je-li použita tovární koncovka, je třeba ji měnit každé 3 měsíce.

11.1 Odstranění ušní tvarovky z tenké hadičky


1.

Pro odstranění ušní tvarovky z tenké hadičky držte tenkou hadičku v jedné a ušní tvarovku v druhé ruce.




2.

Pro vyjmutí ušní tvarovky za ni jemně zatáhněte.



3.


Očistěte tenkou hadičku měkkou textilií, která nepouští vlákna.



11.2 Upevnění ušní tvarovky k tenké hadičce


1.

Držte tenkou hadičku v jedné ruce a ušní tvarovku ve druhé.




2.

Posouvejte ušní tvarovku přes zvukový výstup.



3.

Tenká hadička a ušní tvarovka do sebe musí perfektně zapadat.



12. Servis a záruka

Platnost záruky

Na výrobek je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem ČR, která vstupuje v platnost v den nákupu.

Mezinárodní garance

Společnost Sonova AG poskytuje na tento výrobek omezenou mezinárodní garanci v délce jednoho roku, která vstupuje v platnost v den nákupu. Tato omezená garance se vztahuje pouze na výrobní vady a vady materiálu, nikoliv na příslušenství, jako jsou baterie, tenké hadičky, ušní tvarovky, nebo externí reproduktory. Garance je platná pouze při předložení řádně vyplněného záručního listu.

Mezinárodní garance nemá vliv na žádná práva odvíjející se od platných národních právních norem pro prodej spotřebního zboží.

Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nesprávnou manipulací nebo používáním, vystavením chemikáliím nebo nadměrnému namáhání.

Poškození způsobené třetími stranami nebo neautorizovanými servisními středisky činí záruku neplatnou. Dále se záruka nevztahuje na příslušenství, jako jsou baterie, filtry, hadičky, ušní tvarovky, nebo externí reproduktory, které podléhají opotřebení způsobené obvyklým používáním. Tato záruka se nevztahuje na servisní zásahy provedené poskytovatelem zařízení v jeho provozovně.

Sériové číslo (levá strana)

Sériové číslo (pravá strana)

Datum zakoupení

Autorizovaný poskytovatel zařízení (razitko/podpis)

13. Údaje o splnění předpisů

Evropa:

Prohlášení o shodě

Společnost Sonova AG tímto prohlašuje, že tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Úplný text prohlášení o shodě lze získat od výrobce nebo místního zástupce značky Phonak, jehož adresa je uvedena na internetové stránce www.phonak.com/us/en/certificates (Phonak worldwide locations).

Austrálie / Nový Zéland:



R-NZ

Označuje, že zařízení splňuje požadavky příslušných regulačních opatření jednotky správy rádiového spektra (Radio Spectrum Management – RSM) a australského úřadu pro komunikace a média (Australian Communications and Media Authority – ACMA) pro zákonný prodej na Novém Zélandu a v Austrálii.

Označení shody R-NZ je pro rádiové výrobky dodávané na trhu Nového Zélandu na úrovni shody A1.

Modely uvedené na straně 2 jsou certifikovány podle:

Roger Focus II-312

USA

FCC ID: KWC-BST

Kanada

IC: 2262A-BST

Poznámka 1:

Toto zařízení vyhovuje části 15 Směrnic FCC a normě RSS-210 kanadského federálního ministerstva průmyslu.

Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

- 1) toto zařízení nesmí působit žádné škodlivé rušení,
- 2) toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nechtěný provoz.

Poznámka 2:

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Sonova AG, mohou způsobit neplatnost oprávnění FCC k provozování tohoto zařízení.

Poznámka 3:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Směrnic FCC a normy ICES-003 kanadského federálního ministerstva průmyslu.

Tyto limity jsou určeny tak, aby zajistily přiměřenou ochranu proti škodlivým rušením domovních zařízení. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikačních zařízení. Neexistuje záruka,

že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což může být zjištěno vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby zkusil rušení odstranit pomocí jednoho nebo několika z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce náležející k jinému obvodu, než k jakému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodávajícím nebo se zkušeným technikem specializovaným na rádia a televizory.

Poznámka 4:

Japonský zákon o rádiových zařízeních a shoda s Japonským telekomunikačním obchodním zákonem

Toto zařízení je uznáno v souladu s Japonským zákonem o rádiových zařízeních (電波法) a s Japonským telekomunikačním obchodním zákonem (電気通信事業法). Toto zařízení nelze upravovat (jinak se udělené označení stává neplatným).



R

005-102108

T

A19-0086005

Technická specifikace bezdrátové komunikace vašeho zařízení

Typ antény	Rezonanční smyčková anténa
Provozní frekvence	2,4 GHz–2,48 GHz
Modulace	GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK
Vyzářený výkon	< 1 mW
Bluetooth®	
Rozsah	~1 m
Bluetooth	4.2 Duální režim
Podporované profily	LE (low energy)

Soulad s emisními normami a normami týkajícími se odolnosti

Emisní normy	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 55011:2009+A1
	CISPR11:2009/AMD1:2010
	CISPR22:1997
	CISPR32:2012
	ISO 7637-2:2011
	CISPR25:2016
	EN 55025:2017

Normy týkající se odolnosti	EN 60601-1-2:2015
	IEC 60601-1-2:2014
	EN 61000-4-2:2009
	IEC 61000-4-2:2008
	EN 61000-4-3:2006+A1+A2
	IEC 61000-4-3:2006+A1+A2
	EN 61000-4-4:2012
	IEC 61000-4-4:2012
	EN 61000-4-5:2014
	IEC 61000-4-5:2014
	EN 61000-4-6:2014
	IEC 61000-4-6:2013
	EN 61000-4-8:2010
	IEC 61000-4-8:2009
	EN 61000-4-11:2004
	IEC 61000-4-11:2004
IEC 60601-1 (§ 4.10.2):2005	
ISO 7637-2:2011	

14. Informace a popis symbolů



Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento produkt – včetně příslušenství – vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích i požadavkům směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních. Čísla za symbolem CE jsou kódy certifikovaných institucí konzultovaných na základě výše uvedených směrnic.



Tento symbol znamená, že výrobky popsané v těchto pokynech pro uživatele vyhovují požadavkům na aplikovanou část typu B podle normy EN 60601-1. Povrch zařízení je specifikován jako aplikovaná součást typu B.



Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je uvedeno ve směrnici EU 93/42/EHS.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby si uživatel přečetl relevantní informace uvedené v těchto uživatelských příručkách a řídil se jimi.



Tento symbol znamená, že je důležité, aby se uživatel řídil relevantními upozorněními uvedenými v těchto uživatelských příručkách.



Důležité informace týkající se manipulace s výrobkem a jeho bezpečnosti.



Během přepravy udržujte v suchu.



Bluetooth® Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek je v rámci licence společnosti Sonova AG. Jiné ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.



Japonský symbol pro certifikovaná rádiová zařízení.

Provozní podmínky

Produkt byl navržen pro bezproblémový provoz bez omezení, pokud je užíván k určeným účelům, není-li v této uživatelské příručce uvedeno jinak. Zařízení disponuje normovanou ochranou IP68 (ponoření do hloubky 1 metru po dobu 60 minut) a je vyrobeno k použití pro všechny situace každodenního života. Proto se nemusíte obávat při vystavení zařízení lehkému dešti nebo potu. Zařízení však není určeno k použití při vodních aktivitách, které zahrnují chlorovanou vodu, mýdlo, slanou vodu nebo tekutiny s obsahem chemikálií.

SN

Označuje sériové číslo výrobce, podle kterého lze určit konkrétní zdravotnický prostředek.

REF

Označuje katalogové číslo výrobce, podle kterého lze určit zdravotnický prostředek.



Teplota při přepravě a skladování:
-20 °C až +60 °C.



Vlhkost vzduchu při přepravě: do 90 %
(nekondenzující).

Vlhkost vzduchu při skladování: 0 % až 70 %, pokud zařízení není používáno. Viz pokyny v kapitole 16.2 týkající se vysoušení zařízení po použití.



Atmosférický tlak: 500 hPa až 1 060 hPa.



Symbol s přeškrtnutou popelnicí znamená, že zařízení nesmíte odhodit do běžného domovního odpadu. Staré nebo nepoužívané zařízení odevzdejte na sběrném místě určeném ke shromažďování elektronického odpadu nebo jej předejte jeho poskytovateli k náležité likvidaci. Správnou likvidací chráníte životní prostředí a zdraví.

15. Řešení problémů

Problém

Zařízení nefunguje

Zařízení je příliš hlasité

Zařízení není dostatečně hlasité nebo dochází ke zkreslení

Zařízení přehrává dvě pípnutí

Zařízení se zapíná a vypíná (střídavě)

Kontrolka neblinká

Příčiny

Vybitá baterie

Zanesená ušní tvarovka

Baterie není vložena správně

Zařízení je vypnuté

Příliš vysoká hlasitost

Nízká úroveň nabití baterie

Zanesená ušní tvarovka

Příliš nízká hlasitost

Oznámení nízké úrovně nabití baterie

Vlhkost na baterii nebo zařízení

Vybitá baterie

Baterie není vložena správně

❶ Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc poskytovatele zařízení.

Řešení

Vyměňte baterii (kapitola 5)

Vyčistěte ušní tvarovku (kapitola 10)

Vložte správně baterii (kapitola 5)

Zapněte zařízení úplným dovřením dvířek přihrádky baterie (kapitola 5)

Snižte hlasitost (kapitola 8)

Vyměňte baterii (kapitola 5)

Vyčistěte ušní tvarovku (kapitola 10)

Zvyšte hlasitost (kapitola 8)

Vyměňte baterii během následujících 30 minut (kapitola 5)

Otřete baterii a zařízení suchou textilií





Vyměňte baterii (kapitola 5)


Vložte správně baterii (kapitola 5)


16. Důležité bezpečnostní informace


Před prvním použitím zařízení si prosím přečtěte informace na následujících stránkách.


16.1 Upozornění týkající se bezpečnosti


-  Vaše zařízení funguje na frekvenčním rozsahu 2,4 GHz – 2,48 GHz. Pokud cestujete letadlem, ověřte si, zda provozovatel letu vyžaduje vypnutí zařízení, viz kapitola 1.
-  Zařízení je určeno ke zpracování a přenosu zvuku do uší, čímž kompenzuje potíže s poslechem a komunikací a zhoršený sluch.
-  Změny nebo úpravy zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Sonova AG, nejsou dovoleny. Takové změny mohou poškodit váš sluch nebo zařízení.
-  Nepoužívejte zařízení v oblastech s hrozícím výbuchem (doly nebo průmyslové oblasti s nebezpečím výbuchu, prostředí s vysokou koncentrací kyslíku nebo oblasti, ve kterých se manipuluje s hořlavými anestetiky) nebo na místech, kde je zakázáno použití elektronických zařízení.


-  Baterie do zařízení jsou při spolknutí jedovaté! Uchovávejte je mimo dosah dětí, osob s poruchou kognitivních funkcí a zvířat. Dojde-li ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

-  U dětí mladších 36 měsíců musejí být dvířka přihrádky baterie opatřena zabezpečovacím (zajišťovacím) řešením, aby se zabránilo náhodnému spolknutí baterie. V případě poškození některého z těchto bezpečnostních mechanismů v důsledku použití příliš velké síly nebo nevhodného nástroje je třeba zařízení přinést jeho poskytovateli k opravě nebo výměně.

-  Při použití tohoto zařízení dětmi a jedinci s poruchou kognitivních funkcí je za účelem zajištění bezpečnosti nutný trvalý dohled. Zařízení je malé a obsahuje drobné součástky. Nenechávejte děti a jedince s poruchou kognitivních funkcí se zařízením bez dozoru. Dojde-li ke spolknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mohlo by dojít k udušení zařízením nebo jeho částmi!


 Pokud cítíte bolest v uchu či za uchem nebo se ucho zanítí nebo dojde k podráždění kůže a nadměrnému hromadění ušního mazu, konzultujte prosím situaci s poskytovatelem zařízení nebo s odborným lékařem.


 Ve výjimečných případech může při vytahování tenké hadičky z ucha zůstat tovární koncovka ve zvukovodu. V tomto krajně nepravděpodobném případě důrazně doporučujeme navštívit odborného lékaře, který tovární koncovku ze zvukovodu bezpečně vyjme. Aby nedošlo k zatlačení tovární koncovky do ušního bubínku, nikdy se nepokoušejte zavádět tenkou hadičku do zvukovodu opakovaně.


 Následující údaje platí pouze pro osoby s aktivními implantovanými zdravotnickými prostředky (např. kardiostimulátory, defibrilátory apod.):

- Zařízení udržujte ve vzdálenosti alespoň 15 cm od aktivního implantátu. V případě jakéhokoli rušení zařízení nepoužívejte a obraťte se na výrobce aktivního implantátu. Rušení může být také způsobeno elektrickým vedením, elektrostatickým výbojem, letištním detektorem kovů apod.
- Udržujte magnety (tj. nástroj pro manipulaci s bateriemi, magnet EasyPhone apod.) alespoň 15 cm od aktivního implantátu.

- Pokud používáte bezdrátovou technologii Phonak, řiďte se kapitolou „Důležité bezpečnostní informace“ v uživatelské příručce k bezdrátovému příslušenství.

 Použití jiného příslušenství, převodníků a kabelů, než jaké jsou uvedeny v informacích výrobce zařízení nebo jím dodávány, může mít za následek zvýšené elektromagnetické emise nebo sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto zařízení, a tím jeho nesprávné fungování.

 Přenosné RF komunikační zařízení (včetně periferií, jako jsou kabely antény a externí antény) se nesmí používat blíže než 30 cm od jakékoliv části zařízení včetně kabelů uvedených výrobcem. V opačném případě by mohlo dojít ke snížení výkonu zařízení.

 Zařízení by nemělo být vybavováno továrními koncovkami, pokud je používají osoby s perforovaným ušním bubínkem, zaníceným zvukovodem nebo jinak nechráněnými dutinami středního ucha. Pokud vám ve zvukovodu uvázne jakákoliv část tohoto výrobku, ačkoli je velmi malá pravděpodobnost, že k tomu dojde, důrazně doporučujeme navštívit odborného lékaře, který ji bezpečně vyjme.

- ⚠ Při nošení zařízení s ušní tvarovkou vyrobenou na míru zamezte nárazům do ucha. Stabilita ušních tvarovek vyrobených na míru je určena k běžnému používání. Silný náraz do ucha (např. při sportu) může způsobit poškození ušní tvarovky vyrobené na míru. To by mohlo vést k perforaci zvukovodu nebo ušního bubínku.
- ⚠ Po mechanickém namáhání či nárazu do ušní tvarovky vyrobené na míru se před vložením do ucha ujistěte, že je tvarovka nepoškozená.

16.2 Informace týkající se bezpečnosti produktu

- ① Toto zařízení je voděodolné, nikoli vodotěsné. Je navrženo tak, aby vydrželo běžné denní aktivity a občasné náhodné vystavení extrémním podmínkám. Nikdy neponořujte zařízení do vody! Toto zařízení není speciálně navrženo pro delší intervaly ponoření pod vodou trvalejšího charakteru, jako např. při plavání nebo koupání. Před těmito činnostmi vždy zařízení vyjměte, protože obsahuje citlivé elektronické součástky.
- ① Chraňte zařízení před horkem – nikdy jej nenechávejte v blízkosti okna nebo v autě. Nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu nebo jiné tepelné zařízení za účelem vysoušení svého zařízení. Zeptejte se poskytovatele zařízení na vhodné způsoby vysoušení.
- ① Tovární koncovku je třeba měnit každé tři měsíce, nebo když ztuhne nebo zkřehne. Je to kvůli tomu, aby nedošlo k odpojení tovární koncovky od ústí tenké hadičky během vkládání nebo vyjímání z ucha.

- ① Jestliže nebudete zařízení používat delší dobu, ponechte dvířka přihrádky baterie otevřená, aby se mohla odpařit případná vlhkost. Dbejte na to, aby bylo zařízení po použití zcela suché. Ukládejte zařízení na bezpečném, suchém a čistém místě.
- ① Zamezte pádu zařízení na zem! Dopad na tvrdý povrch jej může poškodit.
- ① Při výměně vybité baterie vždy používejte novou baterii. Pokud baterie vytéká, ihned ji vyměňte za novou, abyste zabránili podráždění pokožky. Použité baterie můžete vrátit poskytovateli zařízení.
- ① Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, uložte jej do krabičky s vysoušecí kapslí nebo na dobře odvětrávaném místě. Tím umožníte, aby se ze zařízení mohla odpařit vlhkost, a zamezíte možnému ovlivnění jeho funkčnosti.
- ① Baterie používané v tomto zařízení nesmí překročit napětí 1,5 V. Nepoužívejte stříbro-zinkové nebo lithium-iontové (Li-ion) dobíjecí baterie, protože by mohly zařízení vážně poškodit. Tabulka v kapitole 5 přesně popisuje, jaký typ baterie konkrétní zařízení vyžaduje.

- ❗ Pokud zařízení nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterii.
- ❗ Řádné fungování zařízení může nepříznivě ovlivnit speciální lékařské nebo zubní vyšetření (včetně záření) popsané níže. Vyjměte je a uložte mimo vyšetřovací místnost/prostor předtím, než podstoupíte:
- Lékařské nebo zubní vyšetření pomocí rentgenu (i vyšetření CT).
 - Lékařská vyšetření se skenováním pomocí MRI/NMRI vytvářejícího magnetické pole.
- Zařízení není třeba vyjímat při průchodu bezpečnostní branou (letišť apod.). Pokud se používá rentgen, má velmi nízký výkon, který nemá na funkčnost zařízení vliv.
- ❗ Nepoužívejte zařízení v místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení.

Poskytovatel

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz



Výrobce:

Sonova AG

Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa

Švýcarsko

www.phonak.com

sonova
HEAR THE WORLD

