

Brilantní konverzace s Lumity.

Představujeme Phonak Audéo™ Lumity,
abyste slyšeli i tiše hovořícího baristu.



Už více než 75 let Phonak neustále vytváří inovativní poslechová řešení s pozitivním dopadem na milióny lidí. Jsme přesvědčeni, že dobrý sluch je nezbytný pro celkový pocit pohody. Proto přinášíme řešení, abyste mohli společensky žít, celkově vzkvétat a cítit se dobře.

Možnost plně se zapojovat do konverzací je jako jiskra ve tmě. Pokud slyšíte konverzace kolem sebe a rozumíte jim, může se celý Váš svět rozzářit.

A právě tady opravdu vyniká Phonak Audéo Lumity. Zaměřuje se na lepší porozumění řeči¹ díky jedinečné technologii Phonak SmartSpeech™. Nyní si můžete užívat konverzace v mnoha náročných poslechových situacích – například můžete slyšet toho tichého baristu ve své oblíbené kavárně. Připravte se na brilantní poslechový zážitek a vynikněte se sluchadly Lumity.

Brilantní konverzace s Lumity.



Plně se ponořte do konverzací

Poslech může být v některých situacích náročný. Chcete-li opravdu sledovat konverzace kolem sebe a zapojovat se do nich, musíte dobře rozumět. Phonak Lumity s jedinečnou technologií SmartSpeech zlepšuje porozumění řeči¹ a zpřesňuje zaměření na to, co chcete slyšet.

Dobrá poslech nám také umožňuje být společensky aktivnější a navazovat vztahy. Používání sluchadel může zlepšit kvalitu života, společenské vazby a spokojenost se vztahy jak u Vás, tak u Vašich blízkých². Plně se ponořte do konverzací kolem sebe se sluchadly Lumity a užívejte si snazší poslech v mnoha situacích¹.

Lepší přístup ke zvuku přináší nejen větší srozumitelnost, ale také snižuje Vaši námahu při poslechu.³



Inteligentně zlepšete porozumění řeči v hluku⁴

Jste-li ve skupině, v hlasitém hluku nebo daleko, můžete potřebovat k dobrému poslechu trochu dopomoci. A právě zde zaboduje Phonak Lumity v kombinaci s dalšími jedinečnými inovacemi značky Phonak.

Reproduktor ActiveVent™

První inteligentní reproduktor sluchadel na světě

Dokáže kombinovat obojí: pohodlí a poslech najednou. Je inteligentně ovládán patentovaným automatickým operačním systémem značky Phonak, AutoSense OS™, dokáže najít rovnováhu mezi pohodlím a výkonem v náročných společenských situacích, a navíc poskytuje uživatelům lepší kvalitu přenášeného zvuku v tichu³. Tento reproduktor poskytuje v průměru o 10 % lepší porozumění řeči v hluku* a přirozený zvuk v každodenních poslechových situacích.^{4*}

Technologie Roger™

Lepší porozumění řeči v hluku a na dálku

V kombinaci se sluchadly Phonak zlepšuje Roger porozumění řeči a umožňuje Vám tak plnohodnotně se zapojit do konverzací v mnoha náročných situacích, jako jsou vždy rušné restaurace, pracovní porady nebo přednášky na vysoké škole.⁵

* V porovnání s běžnou akustickou vazbou.



Spojte se s okolním světem

Univerzální konektivita

Phonak Lumity nabízí přímou konektivitu s chytrými telefony s operačním systémem iOS a Android, s televizory, se zařízeními Roger a s bezdrátovým příslušenstvím. Uskutečňujte opravdové hands-free hovory a spárujte až osm zařízení s povolenou technologií Bluetooth®, přičemž současně mohou být připojena dvě. Žijeme ve světě, kde je vše propojené. Spojte se s okolním světem se sluchadly Lumity.

Ovládání poklepáním

Ovládání na dosah ruky

Díky lithiovo-iontové technologii a integrovanému senzoru pohybu umožňují sluchadla Lumity řídit funkce Bluetooth® dvojitým poklepáním na ucho. Tato funkce Vám umožňuje přijímat/ukončovat hovory z Vašeho připojeného chytrého telefonu s operačním systémem iOS nebo Android. Můžete také pozastavit streamování dat z připojených zařízení s Bluetooth nebo v něm pokračovat a přistupovat k aplikacím hlasových asistentů založeným na Bluetooth.

Aplikace myPhonak

Sledujte své zdraví


Svá sluchadla můžete ovládat aplikací myPhonak. Použijte funkci Dálkové ovládání nebo si své funkce kdykoliv a kdekoliv podle potřeby přizpůsobte. Nová funkce sledování údajů o zdravotní kondici Vám umožňuje sledovat Vaši fyzickou aktivitu a poskytuje Vám užitečné přehledy, například o počtu kroků nebo intenzitě aktivity. Prostřednictvím aplikace se také můžete přímo spojit s odborníkem a dosáhnout nastavení poslechu opravdu na míru. Získejte větší přehled o svém zdraví a sledujte svou kondici s aplikací myPhonak.

Poskytovatelé sluchadel hodnotí Phonak jako jedničku v řešeních konektivity.⁶



Pojďte rozzářit své konverzace

Všechny modely Phonak Audéo Lumity mají naši nejnovativnější poslechovou technologii a umožňují Vám tak užívat si konverzace a zároveň ovládat Váš poslech. Ať již budete sledovat svou tělesnou aktivitu, nebo se připojovat ke svým oblíbeným zařízením s Bluetooth či bezdrátovým mikrofonům, Vaše konverzace se díky sluchadlům Lumity rozzáří!



Protože život je plný nečekaných událostí

Phonak Audéo Life™ Lumity

Užívejte si poslechu s důvěrou se sluchadly Phonak Audéo Life.

Při navrhování sluchadel Audéo Life jsme mysleli na reálné každodenní situace, a proto nabízíme podporu poslechu, kterou potřebujete, ve voděodolném* krytu. Ať už se potíte v tělocvičně při intenzivním tréninku, odpočíváte u bazénu, nebo Vás zastihne přeháňka, je Audéo Life ideální řešení pro každého, kdo svá sluchadla podrobuje podobným zkouškám.

*Do hloubky 50 cm

Vyberte si, jak zazáříte

Vyberte si model, který Vám vyhovuje, a vynikněte se svými sluchadly Lumity. Všechny modely jsou dobíjecí a k dostání v různých barevných variantách se systémem Telecoil nebo bez něj a ve voděodolné verzi. Váš poskytovatel sluchadel Vám pomůže vybrat ten pravý model, abyste rozzářili své konverzace.



Nabíječka Phonak Ease

Nabijte si sluchadla Audéo L-R a RT jen za 3 hodiny pro celodenní*⁷ poslech v nové malé, designově kompaktní nabíječce.



Nabíjecí pouzdro Phonak Go™

Snadno použitelná indukční nabíječka s interní baterií exkluzivně navržena k nabíjení sluchadel Audéo Life na cestách, a to až třikrát na jedno nabití. K dostání je také nabíječka Phonak Life™, která rovněž využívá indukční technologii nabíjení, ale nemá vestavěnou baterii.



* 16 hodin provozu baterie na jedno nabití, včetně 8 hodin každodenního poslechu.
4 hodiny přenosu dat pomocí Bluetooth a 4 hodiny přenosu televizního vysílání.
Při používání reproduktoru ActiveVent může dojít k minimálnímu zkrácení provozní doby baterie.

Mějte stále nabito

První plně dobíjecí řada produktů Phonak – the future is on.

Mějte svůj poslech pod kontrolou s kompletní dobíjecí řadou značky Phonak. Tato osvědčená technologie je upřednostňovanou volbou uživatelů i poskytovatelů sluchadel. Ve skutečnosti jsou dobíjecí již tři ze čtyř předchozích generací prodávaných zařízení Phonak. Užijte si výhod, které tato technologie přináší Vám i Vaším blízkým.

Lepší pro Vás

- Přístup k dalším poslechovým funkcím – dostupné jen díky dobíjecí technologii
- Snadno použitelné
- Žádné komplikace s jednorázovými bateriemi

Lepší pro Vaše blízké

- Bezpečnější používání – žádné baterie, které by se mohly dostat do rukou malých dětí, nebo domácích mazlíčků

Lepší pro životní prostředí

- Během životnosti jednoho páru sluchadel ušetříte v průměru 800 jednorázových baterií

Odkazy

- 1 Appleton, J., „AutoSense OS 4.0 – significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility“, *Phonak Field Study News*, www.phonakpro.com/evidence, z odkazu čerpáno srpnu 2022.
Latzel, M. a Hobi, S., „ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception“, *Phonak Field Study News*, www.phonakpro.com/evidence, z odkazu čerpáno v srpnu 2022.
Thibodeau, L. M., „Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings“, *Journal of the American Academy of Audiology*, sv. 31, č. 6, 2020, s. 404–411.
Woodward, J. a Latzel, M., „New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort“, *Phonak Field Study News* (v přípravě, předpoklad konec r. 2022), 2022.
- 2 Kamil, R. J., Lin, F. R., „The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review“, *J Am Acad Audiol*, sv. 26, č. 2, 2015, s. 155–182.
- 3 Hornsby, B. W. Y., „The effects of hearing aid use on listening effort and mental fatigue associated with sustained speech processing demands“, *Ear and Hearing*, sv. 34, č. 5, 2013, s. 523–534, <https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e31828003d8>
Picou, E. M., Ricketts, T. A. a Hornsby, B. W. Y., „How hearing aids, background noise, and visual cues influence objective listening effort“, *Ear and Hearing*, sv. 34, č. 5, 2013, s. e52–e64, <https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e31827f0431>
Pichora-Fuller, M. K. a Singh, G., „Effects of Age on Auditory and Cognitive Processing: Implications for Hearing Aid Fitting and Audiologic Rehabilitation“, *Trends in Amplification*, sv. 10, č. 1, 2006, s. 29–59, <https://doi.org/10.1177/108471380601000103>
- 4 Latzel, M. a Hobi, S., „ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception“, *Phonak Field Study News*, 2022, www.phonakpro.com/evidence, z odkazu čerpáno v srpnu 2022.
- 5 Thibodeau, L. M., „Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings“, *Journal of the American Academy of Audiology*, sv. 31, č. 6, 2020, s. 404–411.
- 6 Knorr, H., průzkum trhu č. 4543, 2022. V případě zájmu o další informace se obraťte na marketinsight@phonak.com.
- 7 Nilsson, M. a Omisore, D., „The Phonak rechargeable solution: Part 2“, *Phonak Field Study News*, 2017, www.phonakpro.com/evidence, z odkazu čerpáno 19. 2. 2018.

Slovní ochranná známka Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností Sonova AG je v rámci licence.

IOS® je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Cisco Systems, Inc. a/nebo jejich přidružených společností ve Spojených státech amerických a některých dalších zemích.

Android je ochranná známka společnosti Google LLC.

life is on

Od roku 1947 se Phonak zasazuje o zachování společenské, emocionální a fyzické kvality života otevíráním nových akustických světů. Věříme, že dobře slyšet rovná se dobře se cítit, a proto je dobrý sluch nezbytný pro naplněný život. Dnes nabízíme nejširší portfolio inovativních poslechových řešení. A společně s našimi poskytovateli sluchadel se zaměřujeme na to, na čem záleží nejmíc: na zlepšování porozumění řeči, na změnu života a na příznivý vliv na společnost jako celek. life is on

www.phonak.com

Distributor pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.sluchadla-deti.cz

www.komunikacnisystem.cz

www.audiodum.cz

Produkty značky Phonak jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a informace, které se vztahují k bezpečnému používání. Tento materiál je určen pro odborníky.

028-2420-45/V1.00/2023-02/SB © 2022 Sonova AG. Všechna práva vyhrazena.