

**Pokud se můžete soustředit na práci,
spíše než na poslech, žijete naplno**

Komunikujte

Moderní pracoviště může být velmi náročné poslechové prostředí. Je to také místo, kde je spolehlivá komunikace klíčem k úspěchu.

Zapojte se

Pokud trpíte ztrátou sluchu, stanete se mistrem v hledání způsobů, jak se vyhnout obtížným poslechovým situacím. To může být časově náročné, emocionálně vyčerpávající a omezující při snaze plně se zapojit do dění v pracovním kolektivu.

Bud'te přínosem

Bezdrátové mikrofony Roger lze používat společně s moderními sluchadly. Takové řešení Vám pomůže zvýšit Váš pracovní výkon a usnadní interakci na pracovišti.

Nová průlomová technologie MultiBeam

Zařízení Roger Select a Roger Table Mic II jsou vybavena technologií MultiBeam. Díky soustavě mikrofonů zaměřených šesti směry je řeč kontinuálně analyzována a porovnávána v okruhu 360°. Zařízení automaticky vybírá a zaměřuje směr s nejvyšší srozumitelností řeči.

Life is on

Ve společnosti Phonak jsme přesvědčeni, že dobrý poslech je nezbytným předpokladem života naplno. Více než 70 let zůstáváme věrni svému poslání a vyvíjíme průkopnická poslechová řešení, která mění lidem život k lepšímu po společenské i emocionální stránce. Žijte naplno.

www.phonak.com

**Zastoupení značky Phonak
pro Českou republiku:**

REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.audiodum.cz

sonova
HEAR THE WORLD



**Bezdrátová řešení Roger™
pro poslech v pracovním
prostředí**

028-1822-Czech/V1.00/2018-07/5B Printed in Bulgaria © Sonova AG. All rights reserved

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Přemostění komunikační propasti

Dokonce i nejvýkonnější sluchadla mají své limity. Portfolio zařízení Roger se skládá z bezdrátových mikrofonů a přijímačů. Mikrofony snímají řeč hovořící osoby a přenášejí ji do přijímačů připojených k Vaším sluchadlům, takže můžete slyšet srozumitelně na větší vzdálenost a v hluku.

Mikrofony Roger



Roger Table Mic II

Navržen pro použití při skupinových jednáních. Propojením vícero mikrofonů lze pokrýt i velká pracovní jednání.



Roger Select™

Univerzální mikrofon s Bluetooth® konektivitou pro telefonování, který automaticky vybírá osobu, která právě hovoří.



Roger Pen™

Praktický přenosný mikrofon s Bluetooth® konektivitou pro telefonování.

Přijímače Roger



Integrovaný Roger

Připojitelný ke sluchadlům Phonak a vybraným implantátům.



Roger X

Univerzální miniaturní přijímač.



Roger MyLink

Přijímač s indukční smyčkou pro sluchadla nebo implantáty vybavené T-cívkou.

Poslechové situace s hlukem na pozadí nebo zdrojem zvuku v dálce jsou právě ty, kde technologie Roger skutečně vyniká:

Malá pracovní jednání




Malá jednání mohou být pro uživatele sluchadel velice náročná. Umístěte jeden mikrofon na stůl, abyste slyšeli své kolegy zcela srozumitelně.

Velká pracovní jednání



Při velkých jednáních odvede mikrofon Roger Table Mic II vynikající práci se snímáním všech užitečných hlasů.


Jednání s přednášejícím



Když přednášející používá mikrofon Roger, který komunikuje se stolním mikrofonem, uslyšíte srozumitelně řeč všech účastníků.


Další situace, kdy Vám technologie Roger může pomoci překonat náročné komunikační výzvy:

Konverzace tváří v tvář v hluku




Když jste obklopeni rušivým hlukem, zavěste mikrofon Roger kolem krku Vašeho kolegy nebo mu jej připevněte na límec oblečení.

Multimédia



V pracovním prostředí se velmi často využívá videokonferencí nebo online hovorů. Jednoduše připojte mikrofon Roger pomocí audio kabelu ke zdroji zvuku.

Telefonování



Připojením zařízení Roger Pen nebo Roger Select k telefonu přes Bluetooth můžete slyšet telefonní hovory přímo ve sluchadlech nebo implantátu.