

Přemostění komunikační propasti

Co je to technologie Roger?

Dokonce i nejvýkonnější sluchadla mají své limity. Portfolio zařízení Roger se skládá z bezdrátových mikrofonů a přijímačů. Mikrofony snímají řeč hovořící osoby a přenášejí ji do přijímačů připojených k Vaším sluchadlům, takže můžete slyšet srozumitelně na větší vzdálenost a v hluku.

Roger je digitální standard pro bezdrátový přenos, jež byl vyvinut speciálně pro zlepšení výkonu Vašeho sluchu¹.

Nová průlomová technologie MultiBeam

Zařízení Roger Select je vybaveno technologií MultiBeam. Díky soustavě mikrofonů zaměřených šesti směry je řeč kontinuálně analyzována a porovnávána v okruhu 360°. Zařízení automaticky vybírá a zaměřuje směr s nejvyšší srozumitelností řeči.

¹ Müller, H. (2013). Technologie Roger a sluchadla. Vynikající porozumění řeči ve velmi hlučném prostředí. Phonak Field Study News, dostupné z www.phonakpro.com/evidence, dne 14. 11. 2017.

Life is on

Ve společnosti Phonak jsme přesvědčeni, že dobrý poslech je nezbytným předpokladem života naplno. Více než 70 let zůstáváme věrni svému poslání a vyvíjíme průkopnická poslechová řešení, která mění lidem život k lepšímu po společenské i emocionální stránce. Žijte naplno.

www.phonak.com

Zastoupení značky Phonak
pro Českou republiku:

REJA spol. s r. o.
www.reja.cz
www.phonak.cz
www.audiodum.cz

sonova
HEAR THE WORLD



Bezdrátové
mikrofony Roger™
Řešení pro snadnou
komunikaci

Pokud se cítíte být v srdci konverzace, žijete naplno

Mnoho lidí se ztrátou sluchu by rádo dobře slyšelo a rozumělo řeči v rušných společenských situacích.

Technologie Roger navrácí do Vašich společenských aktivit zpět život – pomáhá Vám zůstat ve spojení bez ohledu na hluk v pozadí nebo poslechové prostředí.

Mikrofony Roger



Roger Select™

Univerzální mikrofon s Bluetooth® konektivitou pro telefonování, který automaticky vybírá osobu, která právě hovoří.



Roger Pen™

Praktický přenosný mikrofon s Bluetooth® konektivitou pro telefonování.



Roger EasyPen

Mikrofon pouze se dvěma tlačítky pro absolutní jednoduchost, avšak s plně funkčním výkonem standardu Roger.

Přijímače Roger



Integrovaný Roger

Připojitelný ke sluchadlům Phonak a vybraným implantátům.



Roger X

Univerzální miniaturní přijímač.



Roger MyLink

Přijímač s indukční smyčkou pro sluchadla nebo implantáty vybavené T-cívkou.

Poslechové situace s hlukem na pozadí nebo zdrojem zvuku v dálce jsou právě ty, kde technologie Roger skutečně vyniká:

Stolování s přáteli nebo rodinou



Stolování doma a v restauraci může představovat opravdovou výzvu. Roger Select odstíní rušivé zvuky a pomůže Vám zachytit každé slovo.

Na párty



Když hraje hudba, lidé mluví a smějí se, zařízení Roger Pen Vám usnadní soustředit se na konverzaci, neboť Vám ji přenáší přímo do uší.

Doma



Doma snižuje technologie Roger hluk na pozadí, např. od kuchyňských spotřebičů nebo zapnutého televizoru, který nesledujete. To Vám umožní plně se věnovat konverzaci se členy rodiny či přáteli.

Další situace, kdy Vám technologie Roger může pomoci překonat náročné komunikační výzvy:

Jízda autem



Zvuk motoru a hluk na silnici způsobují, že konverzace v autě je náročná. Přenesením řeči hovořící osoby přímo do Vašich uší pomáhá technologie Roger překonat i tyto komunikační výzvy.

Telefonování



Vychutnejte si telefonování připojením zařízení Roger Pen nebo Roger Select k telefonu nebo počítači pomocí Bluetooth či kabelu.

Sledování televize



Mikrofony Roger lze snadno připojit k audio výstupu televizoru, a tak můžete bez obav sledovat své oblíbené programy.