



Poslechová řešení značky Phonak Marvel Láska na první poslech

A Sonova brand

PHONAK
life is on



Trpíte Vy nebo někdo z Vašich blízkých nedoslýchavostí?

Sluch je tak nedílnou součástí života, že jej většina lidí považuje za samozřejmost. Je to dar, ale dokážeme si jej náležitě vážit? Ztráta sluchu dramaticky snižuje schopnost rozumět řeči.


Přijetí myšlenky, že byste mohli mít určitou míru ztráty sluchu, je prvním krokem k nalezení řešení. Zeptejte se sami sebe na následující:

- Zdá se Vám, že lidé mumlají?
- Musíte si zesilovat televizi nebo rádio?
- Připadá Vám snazší porozumět mužskému než ženskému nebo dětskému hlasu?
- Máte problémy slyšet zvonek nebo telefon?
- Jste-li ve skupině nebo v přeplněné restauraci, máte potíže soustředit se na konverzaci?
- Máte tendenci omezovat své společenské aktivity, protože je pro Vás obtížné rozumět a komunikovat?
- Upozornil Vás někdo blízký, že možná máte problém se sluchem?

Pokud jste na jednu nebo více z výše uvedených otázek odpověděli „ano“, promluvte si s odborným lékařem, abyste si nechali sluch důkladně vyšetřit a vyhledali vhodné řešení.

Váš audiogram

Váš odborný lékař otestuje Váš sluch v každém uchu a výsledky zaznamená do audiogramu, jak je vyobrazeno níže.



Různé typy sluchové ztráty

Lehká ztráta sluchu

Tiché zvuky jsou neslyšitelné. Porozumění řeči v hlučném prostředí je obtížné.

Středně těžká ztráta sluchu

Tiché a středně hlasité zvuky nejsou slyšitelné. Porozumění řeči mimo tiché prostředí je velmi obtížné.

Těžká ztráta sluchu

Konverzace musí probíhat hlasitě. Komunikace ve skupině vyžaduje velké úsilí.

Hluboká ztráta sluchu

Slyšíte jen některé velmi hlasité zvuky. Komunikace již není možná bez sluchadla ani při intenzivním úsilí.

Přestávají-li být hlasy zřetelné

Ztráta sluchu se může prohlubovat postupně, aniž si to zprvu uvědomíte. Některé zvuky zůstávají slyšitelné, zatímco jiné se stávají tiššími a obtížněji slyšitelnými. V důsledku toho je komunikace čím dál tím náročnější a vyžaduje více úsilí.

Nejhůře slyšitelné a srozumitelné jsou vyšší zvuky. Klíčovou úlohu v naší schopnosti zřetelně rozumět řeči hrají tišší vysoké souhlásky, jako „s“, „f“, „š“ a „t“. Proto lidé se ztrátou sluchu často říkají, že slyší, ale nerozumí, co se říká.

Slyšet, jak je dáno od přírody – oběma ušima

Naše uši fungují jako jeden systém. Jedno ucho je nasměrováno doleva, druhé doprava. Ke sluchové ztrátě obvykle dochází v obou uších. Funguje-li správně pouze jedno ucho, je nemožné určit, odkud zvuky přicházejí. A co je důležitější, i kvalita zvuků a porozumění řeči je lepší, jsou-li sluchadla nošena na obou uších.

Binaurální VoiceStream Technology™

Jedinečná binaurální technologie Binaural VoiceStream Technology™ značky Phonak zachytí signál řeči a zajistí, abyste jej zřetelně slyšeli v obou uších. To znamená, že budete více rozumět ve větším množství poslechových situacích.



Vaše poslechové potřeby

Sluchadla Phonak jsou k dostání ve čtyřech cenových kategoriích a úrovních výkonu, které se liší rozsahem programového vybavení tak, aby vyhovovala různým poslechovým prostředím (např. konverzace v hlučném prostředí, poslech hudby, telefonování, oslavy...). Společně s odborným lékařem projdete dostupná programová řešení, která zajistí to nejlepší pro Vaše poslechové potřeby.

Premium/Prémiová kategorie

Vyvinuto pro ty, kdo chtějí a očekávají jen to nejlepší. Kompletní sada špičkových funkcí, které unikátně a efektivně řeší všechny poslechové problémy. Tato sluchadla optimálně podporují porozumění i v těch nejnáročnějších poslechových situacích.

Advanced/Pokročilá kategorie

Dokonalá rovnováha mezi výkonem a cenou. Impozantní balíček funkcí, které zlepšují poslech v různých poslechových prostředích, včetně prostředí se střední hladinou hluku v pozadí.



	Osobní konverzace	Telefonování	Televize	Hudba*	Konverzace s kolegy
Premium (P)	●	●	●	●	●
Advanced (A)	●	●	●	●	●
Standard (S)	●	●	●	○	●
Essential (E)	●	●	●	○	

* Dostupné jako dodatečný program pro sluchadla z kategorie standardní a základní.

Standard/Standardní kategorie

Ideální pro ty, kdo hledají optimální poměr cena-výkon a přitom stále očekávají tu nejmodernější technologii. Ambiciózní sada funkcí, které dokáží uspokojit požadavky na každodenní poslech při minimální až střední hladině hluku v pozadí.

Essential/Základní kategorie

Tato sluchadla jsou určena pro ty, kdo hledají dostupné, a přesto efektivní řešení pro zlepšení každodenní komunikace převážně v tichém prostředí nebo při nízké hladině hluku v pozadí.



Konverzace
v restauraci

•
•



Poslech řeči
z různých směrů

•
•



Konverzace
při jízdě v autě

•



Společenské
akce

•



Venkovní
aktivity

•



Návštěva muzeí

•



Dostupné modely sluchadel

Závěsná sluchadla s externím reproduktorem ve zvukovodu (RIC)



Tyto modely jsou menší než standardní závěsné modely a jsou vhodné pro mírnou až těžkou ztrátu sluchu. Lze je pohodlně nosit za uchem. K dostání v mnoha různých barvách, stylech a designech.



Audéo M-312



Audéo M-312T



Audéo M-13T



Audéo M-R



Audéo M-RT

Závěsná sluchadla (BTE)



Závěsné modely jsou vhodné pro všechny stupně ztráty sluchu, a jak název naznačuje, lze je nosit pohodlně zavěšené za uchem. K dostání v mnoha různých barvách, stylech a designech.



Bolero/Sky M-M



Bolero/Sky M-PR



Naída/Sky M-SP

Zvukodová sluchadla



Tyto modely jsou speciálně vyráběny na míru Vašemu zvukovodu, aby Vám poskytly maximální výhody a nejvyšší možný komfort. K dostání v mnoha barevných odstínech pokožky i černé, jsou diskretní a velmi účinná. Nejmenší modely umístěné ve zvukovodu jsou prakticky neviditelné. Vhodné pro lehkou až těžkou ztrátu sluchu.



Virto M-Titanium



Virto M-10 NW 0



Virto M-312 NW 0



Virto M-312

Naprosto diskretní Virto M-Titanium

Virto M-Titanium je nejmenší zvukodové sluchadlo Phonak všech dob. Je tak diskretní, že nikdo neuvidí, jak dobře slyšíte. Vyrobeno na míru z titanu, perfektně sedí v uchu a je neuvěřitelně silné, lehké a odolné.





Phonak Virto Marvel Black

Sluchadlo, které vypadá jako moderní sluchátko

- **Čistý, bohatý zvuk**
ve stylovém černém provedení
- **Připojí se k chytrému telefonu, televizi a dalším zařízením**
telefonování hands-free, streamování hudby, mikrofony Roger™
- **Chytré aplikace**
jemné ladění, ovládání hlasitosti, monitoring
- **Na zakázku**
biometrická kalibrace přesně podle Vašeho ucha



Láska na první poslech ... s každým novým dnem!

Když říkáme láska na první poslech, nemáme na mysli pouze Vaši první zkušenost se sluchadly Phonak generace Marvel, ale pokaždé, kdy si je nasadíte!




Co můžete očekávat?

- Čistý, bohatý zvuk
- Konektivitu k chytrým telefonům (operační systém iOS® i Android™), televizi, mikrofonom Roger, pokud jsou nainstalovány, a mnoha dalším
- Dobíjecí modely sluchadel
- Chytré aplikace

Co dělá Marvel ještě úžasnějším?

Současná technologie je jako neustále se měnící krajina. Náš každodenní život je plný telefonních hovorů, sms zpráv, e-mailů, televize a řady aplikací. Generace sluchadel Phonak Marvel se přímo připojí k chytrým telefonům s operačním systémem iOS nebo Android, či jiným telefonům vybaveným technologií Bluetooth. Prostřednictvím jednoduše připojitelného zařízení TV Connector si nyní můžete vychutnat také svůj oblíbený televizní pořad, film nebo hudbu.

Co můžete očekávat?

-  Konektivitu k chytrým telefonům – s operačním systémem iOS nebo Android
- Konektivitu k řadě běžných elektronických zařízení
-  Přijímání hovorů stiskem tlačítka na sluchadle
- Telefonní hovory hands-free
-  Používání sluchadel jako bezdrátových stereo sluchátek
- Extra dlouhou dobu streamingu díky technologii AirStream™



Zařízení TV Connector

Ještě větší výkon poslechu díky technologii Roger™

V situacích, kdy hluk a vzdálenost ovlivňují Váš poslech, může být porozumění řeči obzvláště náročné. To je ta pravá chvíle pro zařízení Roger, které posílí Váš poslechový výkon.¹

Sluchadla generace Marvel jsou vybavena technologií RogerDirect™, která umožňuje mikrofonům Roger streamovat zvuk přímo do sluchadel bez nutnosti externích přijímačů. Díky této jedinečné inovaci se můžete plně účastnit konverzace i ve velmi hlučném prostředí, jako jsou restaurace, pracovní porady nebo školní aktivity.

Co můžete očekávat?

- Sluchadla generace Marvel a Roger představují bezkonkurenční řešení pro náročné poslechové situace
- Navrženo pro zlepšení porozumění řeči v hluku a na větší vzdálenost
- Diskrétní a atraktivní řešení



¹ Studie: Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive, digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Phonak Roger Select

Univerzální mikrofon ideální pro použití ve stacionární poloze, např. v restauraci. Umístěný ve středu stolu diskrétně a zcela automaticky snímá řeč osoby, která právě hovoří, a plynule přepíná od jednoho mluvčího k druhému.



Phonak Roger Pen

Praktický komfortní mikrofon, který poskytuje dodatečnou podporu poslechu na vzdálenost a v hluku.



Phonak Roger Table Mic II

Určeno pro ty, jejichž pracovní agenda se skládá z časté účasti na skupinových jednáních. Zařízení snímá řeč osoby, která právě hovoří, a plynule přepíná od jednoho k druhému.



Phonak Roger Clip-On Mic

Malý lehký mikrofon pro partnera v komunikaci.





Síla dobíjecí technologie

Sluchadla Marvel jsou dostupná také v dobíjecí verzi.

Užívejte si neomezený poslech a přenos dat po celý den. To znamená už žádné další potíže s jednorázovými bateriemi. Stačí je nabít a jít!

Co můžete očekávat?

- Jednoduché používání – už žádné potíže s jednorázovými bateriemi
- Celodenní poslech včetně streamování
- Super rychlé nabíjení
- Baterii s životností 6 let
- Konektivitu k chytrým telefonům s operačním systémem iOS nebo Android a mikrofonům Roger

K dispozici se snadno použitelnými nabíječkami, včetně nabíječky pro závěsná sluchadla a sluchadla s externím reproduktorem, nebo mini nabíječky se standardním USB-C vstupem pro nabíjení.

Dobíjecí modely:

Phonak Audéo M-R/M-RT

Phonak Bolero M-PR

Phonak Sky M-PR

Bezdrátové komunikační portfolio

Phonak TV Connector

Sluchadla Phonak Marvel jsou vybavena patentovanou technologií AirStream™, která zajišťuje streamování zvuku nejvyšší kvality z jakéhokoli televizního a audio systému.² Vychutnejte si své oblíbené televizní programy a filmy pomocí jednoduchého řešení „Plug and Play“, nazývaného TV Connector.



Phonak PartnerMic™

Diskrétní a snadno použitelný vzdálený mikrofon pro individuální konverzaci v hluku.



Phonak RemoteControl

Pro snadný a diskrétní způsob ovládání Vašich sluchadel Phonak, změnu programu a hlasitosti.



Aplikace myPhonak

Pomocí chytrého telefonu můžete upravovat a ovládat hlasitost Vašich sluchadel. Výběrem programu nebo poslechové situace můžete ještě více přizpůsobovat zvuk pomocí pokročilých funkcí. Získáte více informací o stavu baterie Vašich sluchadel, osobních programech a statistikách.



² Studie: Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018

Phonak Sky™ Marvel

Značka Phonak se zavázala vytvářet řešení, která dětem nabídnou co možná nejlepší start do života. Nová sluchadla Sky M přináší světově unikátní kombinaci specializovaného řešení pro děti s doposud nevídanými možnostmi komunikace, která pomůže utvářet jejich mladé životy.

Co můžete očekávat?

- Čistý, bohatý zvuk
- Konektivitu k chytrým telefonům a jakémukoliv zařízení vybaveného technologií Bluetooth®
- Konektivitu ke vzdáleným mikrofonom Roger™ bez externího přijímače – pokud nainstalován
- Dobíjecí model sluchadel
- Speciální řešení pro děti včetně zabezpečovacích prvků, světelné indikace a výběru atraktivních barev



Life is on

Ve Phonaku jsme přesvědčeni, že k prožití života naplno je nezbytné dobře slyšet. Více než 70 let zůstáváme věrni našemu poslání a vyvíjíme průkopnická poslechová řešení, která mění lidem život k lepšímu po společenské i emocionální stránce. Žijte naplno.

www.phonak.com

**Zastoupení značky Phonak
pro Českou republiku:**

REJA spol. s r. o.

www.reja.cz

www.phonak.cz

www.audiodum.cz

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

CE
0459